

SOLU Brux®

سولوبروكس®

SoluBrux® est la première gouttière antibruxisme dynamiquement modelable, pour usage immédiat. L'adaptation individuelle est normalement effectuée par le dentiste, mais le patient peut cependant la réaliser aussi lui-même, en suivant les instructions ci-après. Correctement ajustée, la gouttière offre un confort de port élevé, ainsi qu'une protection contre les conséquences du bruxisme (grincements de dents et compressions).

سولوبروكس® أول واقي أسنان ضد الصرير قابل لتغيير الشكل بحبيوية ولاستعمال فوري. من المفروض أن يتم ذلك من طرف طبيب الأسنان ولكن يستطيع المريض أيضا القيام بذلك وحده بإتباع الدليل أدناه. إذا تم ضبطه بشكل صحيح، يوفر واقي الأسنان راحة حمل مرتفعة وحماية ضد عواقب الصرير (طحن الأسنان والضغط).

Contenu du paquet :

- Fig.A: 1x gouttière dentaire **SoluBrux®** anatomiquement préformée
- Fig.B: 1x boîte de conservation
- Fig.C: 1x fourche de maintien
- Fig.D: 1x feuillet occlusal

- محتويات العبوة :**
- ص: 1 واقي الأسنان **سولوبروكس®** مشكل مسبقا تشريحيًا
- ص ب: 1 عبوة حفظ
- ص ت: 1 شوكة إحكام
- ص ث: 1 ورقة إطباق

Tous les matériaux employés sont atoxiques et anallergiques, et certifiés pour usage dans la cavité buccale. **SoluBrux®** est protégée par la législation sur les brevets, et désignée par le sigle **CE** comme produit médical de classe I.

كل المواد المستعملة غير سامة و لا تسبب حساسية و معتمدة لإمكانية الاستعمال في فجوة الفم. تحمي **سولوبروكس®** قوائين براءات الاختراع ومعين بالاسم المختصر **CE** كمنتج طبي من الدرجة الأولى.

Mode d'emploi :

- En règle générale, l'ajustement individuel s'effectue sur les dents de la mâchoire supérieure.
- 1 - Reliez (assemblez) la fourche de maintien (fig.C) avec le feuillet occlusal (fig.D). Veillez bien à orienter la fourche de maintien avec marquage vers le haut!
- 2 - Insérez jusqu'à la butée la combinaison feuillet occlusal / fourche de maintien sur la partie antérieure de **SoluBrux®** (voir illustration 1).
- 3 - Placez maintenant **SoluBrux®** avec le feuillet occlusal, avant la phase d'échauffement, dans la bouche. Ceci est important pour deux raisons. 1. Si vous devez éprouver un réflex nauséeux (petite mâchoire), la gouttière peut être raccourcie (ciseaux à ongles, scalpel). 2. Pour un ajustement parfait, il est essentiel de presser la langue contre le palais et d'évacuer la salive par suction, afin de générer un vide. Il conviendrait donc de s'y exercer au préalable.
- 4 - Portez une quantité suffisante d'eau à ébullition, puis versez l'eau bouillante dans un récipient adéquat. À l'aide de la fourche de maintien, immergez **SoluBrux®** et le feuillet occlusal durant 12-15 secondes. Pour contrôle, veuillez utiliser un chronomètre ou une montre avec trotteuse! (illustration 2)
- 5 - Sortez **SoluBrux®** de l'eau bouillante, et égouttez brièvement l'eau. Avant l'introduction dans la bouche, veillez à ce que la gouttière soit totalement ouverte. Si nécessaire, assistez avec les doigts en "écartant" un peu, pour éviter un retournement des bords lors de l'insertion et lors de la morsure, ce qui rendrait la gouttière inutilisable. Et tout ceci doit aller très vite, avant que le matériau ne retrouve sa rigidité en se refroidissant.
- 6 - Insérez maintenant précautionneusement **SoluBrux®** dans la bouche, fermez la bouche, serrez fortement les dents et générez un vide, afin que le matériau encore chaud et malléable s'adapte aux contours de vos dents. (illustration 3)
- 7 - Maintenez ce "vide" aussi longtemps que possible. Sortez **SoluBrux®** de la bouche après 1 à 2 mn, et plongez-la plusieurs minutes dans de l'eau froide. Enlevez maintenant la fourche de maintien, avec le feuillet occlusal, et conservez-les soigneusement pour d'éventuelles adaptations ultérieures, **SoluBrux®** pouvant subir un réajustement si nécessaire.

- كيفية الاستعمال :**
- بشكل عام، يتم التسوية الفردية على أسنان الفك العلوي.
- 1- أوصل (اجمع) شوكة الإحكام (ص ت) بورقة الإطباق (ص ث). تأكد من توجيه إشارة شوكة الإحكام إلى الأعلى.
- 2- أدخل التركيبة ورق الإطباق / شوكة الإحكام إلى الحاجز على الجزء الأمامي ل**سولوبروكس®** (انظر التوضيح 1).
- 3- ضع الآن **سولوبروكس®** مع ورقة الإطباق قبل مرحلة التسخين في الفم. هذا هام جدا لسببين: الأول يمكنك قص واقي الأسنان (مقص الأظافر، مشرط) إذا لديك رد فعل غثياني (فك صغير) و الثاني للحصول على تسوية مثالية، من الضروري ضغط اللسان ضد أعلى باطن الفم وإزالة اللعاب بالامتصاص لإنشاء فراغ فينبيغي لكل هذا التمرن مسبقا.
- 4- قم بغليان كمية كافية من الماء و افرغ الماء في حاوية مناسبة. بمساعدة شوكة الإحكام، اغطس **سولوبروكس®** وورقة الإطباق مدة 12 إلى 15 ثانية و للمراقبة، استعمل جهاز توقيت أو ساعة ذات عقارب (التوضيح 2).
- 5- أخرج **سولوبروكس®** من الماء المغلي و انزع الماء باختصار. قبل إدخاله في فمك، تأكد أن واقي الأسنان مفتوح كلية وإذا اقتضى الأمر، افتح بأصابعك للتوسيع قليلا فتجنب بذلك انقلاب الحواف أثناء الإدخال و أثناء العضم مما قد يجعل واقي الأسنان غير صالح للاستعمال. يجب أن تتم هذه العملية بسرعة قبل أن تصبح المادة صلبة بعد برودتها.
- 6- أدخل الآن **سولوبروكس®** بعناية في فمك، أغلق فمك وشد بقوة على أسنانك و أنشئ فراغ حتى تتسجم المادة التي بقيت ساخنة و سلسلة حول أسنانك. (التوضيح 3)
- 7- حافظ على هذا «الفراغ» أطول مدة ممكنة. أخرج **سولوبروكس®** من فمك بعد دقيقة إلى دقيقتين و أغطسه في ماء بارد. انزع الآن شوكة الإحكام مع ورقة الإطباق و احتفظ عليها بعناية لتعديلات ممكنة في المستقبل حيث أن **سولوبروكس®** قابل للتسوية عند الحاجة.

Précisions importantes :

- En cas de troubles parodontaux sévères ou de délabrements dentaires importants le port de **SoluBrux®** peut être contre-indiqué
- Si malgré un port régulier de 2 à 3 semaines de **SoluBrux®**, les phénomènes douloureux associés au bruxisme ne s'améliorent pas (ou même empirent), consultez impérativement votre dentiste
- Ne brossez **SoluBrux®** que sous l'eau froide, avec du dentifrice ou du savon. Si nécessaire, des pastilles de nettoyage à effet rapide peuvent être également utilisées, dans l'eau ou dans un bain d'ultrasons.
- Ne jamais nettoyer **SoluBrux®** à l'eau chaude!
- Ne pas conserver **SoluBrux®** à proximité de sources de chaleur
- **SoluBrux®** ne convient pas pour les dentitions comportant des dents de lait

- تفاصيل هامة :**
- قد لا يسمح باستعمال **سولوبروكس®** في حالة اضطرابات شديدة و تشوهات معتبرة للأسنان.
- إذا لم تخف الآلام المتعلقة بالصرير (أو تسوء) رغم وضع منتظم ل**سولوبروكس®** مدة أسبوعين أو ثلاث أسابيع، استشر طبيبك فوراً.
- لا تغسل **سولوبروكس®** بالفرشاة إلا تحت الماء البارد إما بمعجون الأسنان أو بالصابون و إذا استلزم الأمر، يمكن استعمال أقراص تنظيف سريعة الأثر في الماء أو في حمام موجات فوق صوتية.
- لا تغسل أبدا **سولوبروكس®** بالماء الساخن.
- لا تحتفظ ب **سولوبروكس®** أمام مصدر حرارة.
- لا يصلح **سولوبروكس®** لأسنان تشمل أسنان لبنية.

Plus d'informations : www.solubru.com

لمعلومات أكثر : www.solubru.com

SOLU Brux® est un nom de marque déposée.

سولوبروكس® علامة مسجلة



Felicitaciones por la compra de nuestro canal anti-bruxismo

SOLU Brux®

SolubruX® es el primer aparato anti-bruxismo dinámicamente moldeable para uso inmediato. La adaptación individual suele efectuarla habitualmente el Dentista, pero el paciente sin embargo puede realizarla por sí mismo siguiendo las instrucciones a continuación. Correctamente ajustado, el aparato ofrece un confort de uso muy elevado, así como una protección contra las consecuencias del bruxismo (rechinar de dientes y compresiones).

Contenido del paquete :

Fig A : 1 x aparato dental **SolubruX®** anatómicamente pre formado. Fig B : 1 x caja de conservación

Fig C : 1 x horca de mantenimiento Fig D : 1 x hoja oclusal
Todos los materiales empleados son a tóxicos y analérgicos, y certificados para uso en la cavidad bucal. **SolubruX®** es protegido por la legislación sobre las patentes y designada por la sigla **CE** como producto medical de clase 1.

Modo de empleo :

En regla general, el ajuste individual se efectúa sobre los dientes de la mandíbula superior.

1 - Unir la horca de mantenimiento (fig. C) con la hoja oclusal (fig.D). Fijarse bien en orientar la horca de mantenimiento con señal hacia arriba.

2 - Insertar hasta el tope la combinación hoja oclusal/horca de mantenimiento sobre la parte anterior de **SolubruX®** (ver ilustración 1).

3 - Ahora colocar **SolubruX®** con la hoja oclusal, antes de la fase de calentamiento, en la boca. Esto es importante por dos motivos :1. Si por casualidad, se sintiera un reflejo de náusea (pequeña mandíbula) el aparato puede ser acortado (tijeras de uñas, escalpelo).2. Para un ajuste perfecto, es esencial apretar la lengua contra el paladar y evacuar la saliva chupando, con el fin de generar un vacío convendría pues ejercitarse previamente.

4 - Hacer hervir una cantidad suficiente de agua, luego verterla hirviendo en un recipiente adecuado. Con la ayuda de la horca de mantenimiento, inmergir **SolubruX®** y la hoja oclusal durante 12 - 15 segundos. Para controlar utilizar un cronometro o el segundos de un reloj (ilustración 2).

5 - Sacar **SolubruX®** del agua hirviendo, y escurrir brevemente el agua. Antes de la introducción en la boca, fijarse en que el aparato esté totalmente abierto. Si necesario, abrir con los dedos

apartando un poco, para evitar que dos bordes se arremanguen durante la inserción y durante la mordedura, lo que volvería inutilizable el aparato. Todo esto tiene que ir muy de prisa, ante de que el material vuelva a encontrar su rigidez al resfriar.

6 - Insertar pues con precaución **SolubruX®** en la boca, cerrar la boca, apretar fuertemente los dientes y generar un vacío, con el fin de que el material aún caliente y maleable se adapte al contorno de los dientes (ilustración 3).

7 - Mantener este « vacío » el más largo tiempsoible. Sacar **SolubruX®** de la boca después de 1 o 2 minutos y sumirlo varios minutos en el agua fría. Sacar luego la horca de mantenimiento con la hoja oclusal, y conservarlos cuidadosamente para eventuales adaptaciones ulteriores, ya que **SolubruX®** puede soportar un reajuste si necesario.

Precauciones importantes.

• En caso de disturbios parodontales severos o de deterioros dentales importante el uso de **SolubruX®** puede ser contraindicado.

• Si, a pesar de un uso regular de dos a tres semanas de **SolubruX®** los fenómenos dolorosos asociados al bruxismo no se mejoran (o hasta empeoran), consultar imperativamente al Dentista.

• Limpiar **SolubruX®** exclusivamente con agua fría, con pasta dentífrica o jabón. Si es necesario, pastillas de limpieza con efecto rápido pueden ser igualmente utilizadas en agua o en baño de ultrasonidos.

• No limpiar nunca **SolubruX®** can agua calientes.

• No dejar **SolubruX®** a proximidad de fuentes de calor.

• **SolubruX** no conviene a dentaras que tienen dientes de leche.

Más informes : www.solubruX.com

SOLU Brux® es un nombre de marca depositada.

We congratulate you on the purchase of our bite tray

SOLU Brux®

SoluBruX® is the first dynamic mouldable bite splint for immediate use. Individual adjustment should be made by a dentist, but can also be made by patients themselves under compliance with the following instructions. Correctly moulded, it offers a high degree of comfort and protection against the consequences of bruxism (teeth grinding and pressing).

Package contents :

Figure A: 1 **SoluBruX®**, anatomically formed bite splint

Figure B: 1 storage box

Figure C: 1 holding fork

Figure D: 1 bite liner

All utilised materials are non-toxic, anallergic and approved for use in the «oral» cavity. **SoluBruX®** is patented and marked with the symbol **CE** as a Class I medicinal device.

Instructions for use :

Individual moulding is generally carried out on the upper jaw teeth.

1 - Connect the holding fork (Figure C) to the bite liner (Figure D). Caution, make sure the holding fork has the marking facing upward !

2 - Insert the combination bite liner/holding fork all the way into the provided apertures on the front side of **SoluBruX®** (see graphic 1).

3 - Now insert **SoluBruX®** with bite liner in the mouth before heating up. This is important for two reasons: 1. Should you feel an urge to gag, the splint can be shortened (nail scissors, scalpel). 2. For perfect moulding (see Point 6), it is important to press the tongue to the gums and remove the saliva through suction, to generate a vacuum. This is why this should be practiced beforehand.

4 - Pour enough boiling water to cover the **SoluBruX®** into a container and with the help of the holding fork, immerse **SoluBruX®** and bite liner for 12-15 seconds. Please use a stopwatch or a watch with a second hand for control! (graphic 2)

5 - Remove **SoluBruX®** from the container and shake off any excess water. Before inserting in the mouth, make sure that the splint is entirely open. If necessary, "bend up" and open a bit with the fingers in order to prevent the edges from being pressed down during insertion and biting, which would make the splint useless. Please note that the instruction in the above point must be followed quickly in order to prevent the material from cooling down and becoming un-mouldable.

6 - Insert **SoluBruX®** carefully into mouth, close mouth, and clench teeth firmly. Generate a vacuum (Please refer to point 3 (2) above) so that the warm, soft material adjusts to the contours of your teeth.

7 - Hold the "vacuum" as long as possible. After 1-2 minutes, remove **SoluBruX®** from mouth and place in cold water for several minutes. Remove the holding fork and the bite liner and store in a safe place until needed again should an re-moulding be necessary.

Important references :

- In the event of malfunctions of the dental or dental holding apparatus, extreme malposition of teeth, wearing of removable dentures or dental braces, ask your dentist before using **SoluBruX®**.

- If the symptoms associated with bruxism do not improve or even get worse within 2-3 weeks, despite regularly wearing **SoluBruX®**, consult your dentist.

- Brush **SoluBruX®** with either toothpaste or soap in cold water. Fast-acting cleansing tablets or ultrasonic bath can also be used.

- Never clean **SoluBruX®** with hot water!

- Do not store **SoluBruX®** in the proximity of heat sources.

- **SoluBruX®** is not suitable for milk teeth.

More information: www.solubruX.com

SOLU Brux® is a registered brand name

